


Микробиологическая люминесцентная система 3M™ MLS II

Система предназначена для анализа на промышленную стерильность продуктов (напитков, соков, молока, молочных продуктов), прошедших ультравысокотемпературную обработку (УНТ- Ultra High Temperature) и с увеличенным сроком хранения (ESL- Extended Shelf Life). 3M™ MLSII - компактный прибор и легкое в использовании программное обеспечение для управления данными. Более быстрые и надежные результаты, чем при использовании традиционных методов.



*время инкубации может быть увеличено

Выпускайте продукцию быстрее

После предварительной инкубации Вы получаете результаты в реальном времени меньше, чем за час, что позволяет выпускать продукцию на два-пять дней быстрее. Это позволяет:

- Сократить складские помещения и затраты
- Ускорить оборот продукции
- Увеличить денежные потоки
- Повысить гибкость и скорость реагирования на потребности клиентов



С набором для скрининга напитков (УНТ) 3М™ MLS II можно проверять широкий ассортимент продуктов, прошедших высокотемпературную обработку (УНТ), и продуктов с увеличенным сроком хранения (ESL).

- ▶ Молочная продукция (молоко, ароматизированное молоко, сливки, мороженое)
- ▶ Заменители молочных продуктов (соевое, рисовое, миндальное и кокосовое молоко)
- ▶ Соки (Апельсиновый, яблочный, персиковый, виноградный, томатный)
- ▶ Напитки с кофеином
- ▶ Фруктовые напитки (с содержанием молока и сока)
- ▶ Детское / медицинское питание (детские смеси, питательные коктейли)
- ▶ Кокосовая вода
- ▶ Супы и бульоны



Методика измерения (МИ) метрологически атестована ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии РАСХН, Методические указания № 2-01-075-2012.

Номер по каталогу	Наименование
MLS	Микробиологическая люминесцентная система 3М™ MLSII
BEV600	3М™ MLS Комплект для скрининга напитков (УНТ), 600 тестов
3000	3М™ MLS Набор для скрининга молока/молочных продуктов (УНТ/ESL), 3000 тестов
АТР10MLS	3М™ MLS Набор для контроля реагентов (положительный АТФ контроль), 10 шт.
3005	3М™ MLS Набор для ежедневной очистки инжекторов. В комплекте: флакон с водой свободной от АТФ – 10 шт, флакон с чистящим раствором – 2 шт.
BMLSCK	3М™ MLS Набор для еженедельного обслуживания. В комплекте: флакон с чистящим раствором – 3 шт, флакон из темного стекла – 10шт.
3007	MLS™ Микролуночный планшет (1 планшет на 96 образцов), 50 шт.

